

## **ARMOIRE VITREE A DEUX PORTES**

### **Descriptions:**

Armoire vitrée sur pieds

Châssis en tôle de 10/10eme.

- Deux portes vitrée a une Ouverture de 180°;
- Quatre étagères en verre;
- Une serrure de sécurité;
- Peinture antirouille « époxy »;
- Traitement de fer;
- Bain d'acide.

### **Dimensions:**

Armoire : 170 X 800 X 40

Étagères : 80 x 37 cm



Siege social : Z.I LES ZOUINES BABA ALI ALGER

Tel : 023 57 01 77/76, fax : 023 57 01 37

Service commercial 0555 90 10 16 / 23

Mail : [comet\\_medical@hotmail.com](mailto:comet_medical@hotmail.com)

facebook : comte médical