

FAUTEUIL DE PRELEVEMENT AVEC CACHE EN THERMOPHORME



Descriptions:

- Conçu en Tube rectangulaire 50 x 30 et tôle plier;
- Relève buste de 0° à 70° et jambes proclive/déclive de 0° à 30°
- Sellerie en double couture rembourrée Mousse de forte densité;
- Revêtement en Skaï de choix lavable;
- Un cache en thermoformé;
- Deux accoudoirs variables;
- Quatre vérins mécanique;
- Quatre roues avec frein;
- *Traitement de fer ;
- *Bain d'acide;
- *Peinture antirouille- époxy

Siege social : Z.I LES ZOUINES BABA ALI ALGER
Tel : 023 57 77/76, fax : 023 57 01 37
Service commercial 0555 90 10 16 / 23
Mail : comet_medical@hotmail.com
facebook : comte médical
Site web : www.cometmedical.dz