


FAUTEUIL D'HEMODIALYSE AVEC CACHE EN THERMOPHORME

Descriptions:

Relève buste et relève jambes
proclive/déclive de 90° ;
Sellerie en double couture ;
Mousse de forte densité (D 30) ;
Revêtement en Skaï de choix
lavable ;
Deux accoudoirs pliables ;
Traitement de fer ;
Bain d'acide ;
Peinture antirouille - époxy.
04 Roues diamètres 75 a frein
antistatique



Siege social : Z.I LES ZOUINES BABA ALI ALGER

Tel : 023 57 01 77/76, fax : 023 57 01 37

Service commercial 0555 90 10 16 / 23

Mail : comet_medical@hotmail.com

facebook : comte médical

Site web : www.cometmedical.dz