

# ***GUERIDON INOX***

## **Descriptions:**

Deux plateaux en inox  
Quatre roues pivotantes de diamètre 50 mm  
Traitement de fer  
Bain d'acide  
Peinture antirouille - époxy

## **Dimensions :**

44 cm X 65 cm



Siege social : Z.I LES ZOUINES BABA ALI ALGER  
Tel : 023 57 01 77/76, fax : 023 57 01 37  
Service commercial 0555 90 10 16 / 23  
Mail : [comet\\_medical@hotmail.com](mailto:comet_medical@hotmail.com)  
facebook : comte médical