

LIT DE REANIMATION A UNE (01) POSITION EN MDF


DESCRIPTIONS DU LIT:

- Lit à une (01) position, réglage manuel à hauteur fixe .
- * (Position allongée; Position relève buste).
- Cadre du sommier conçu en tube rectangulaire de **60x30 x1.50mm**
- montants du lit en **MDF**
- Barrières latérales métallique.
- Potence de soutien avec perroquet.
- Relève buste, angle **80°**
- Capacité de levage, **175 kg**
- **Peinture : Epoxy .**

Options:

- Porte feuille température;
- Potence porte sérum.
- Porte urinoir.
- **Plan de couchage à 2 sections, amovibles en thermoformé.**
- Roues 125 avec frein.

Dimensions du lit : 200 x 90 cm
Hauteur du sommier : 56 cm



Plan de couchage en thermoformé

Siege social : Z.I LES ZOUINES BABA ALI ALGER
Tel : 023 57 01 77/76, fax : 023 57 01 37
Service commercial 0555 90 10 16 / 23
Mail : comet_medical@hotmail.com
facebook : comte médical