

LIT D'ACCOUCHEMENT AVEC THERMOPHORME



Descriptions:

Doté de deux parties l'une fixe et l'autre amovible sur roues.

Jambières rotatives à 360°;

- * Un bassin en inox.
- * Sellerie en simili cuir.
- * Poignet et épaulettes
- * Boulon de 10
- * Caisson de 55 cm
- * Traitement de fer.
- * Bain d'acide.
- * Peinture antirouille – époxy.

Siege social : Z.I LES ZOUINES BABA ALI ALGER

Tel : 023 57 01 77/76, fax : 023 57 01 37

Service commercial 0555 90 10 16 / 23

Mail : comet_medical@hotmail.com

facebook : comte médical