

LIT PSYCHIATRIQUE



Descriptions:

Bâtis en tube rectangulaire 60 X 30x1.5 mm

Structure a mon bloc.

Quatre sangles de sécurité;

Montant de lit en panneau indémontable de bords arrondis;

Deux guérites de production indémontables;

matelas indémontable (fixe);

Traitement de fer ;

Bain d'acide ;

Peinture antirouille- époxy .

Dimensions:

Sommier :2000 X 900 X 500mm

Siege social : Z.I LES ZOUINES BABA ALI ALGER

Tel : 023 57 01 77/76, fax : 023 57 01 37

Service commercial 0555 90 10 16 / 23

Mail : comet_medical@hotmail.com

facebook : comte médical