

LIT D'HOSPITALISATION EN MDF

DESCRIPTIONS DU LIT:

- Lit d'hôpital simple à hauteur fixe.
- Cadre du sommier conçu en tube rectangulaire de **50x30x1.50 mm**
- Montants du lit en **MDF**
- Capacité de levage, **175 kg**
- **Peinture** : Epoxy antirouilles.


Dimensions du lit : **200 x 90 cm**
Hauteur du sommier : **56 cm**

Options :

- Plan de couchage en thermoformé.
- Porte urinoir;
- Roues antistatique de 125.



Position allongée



Plan de couchage en thermoformé

Siege social : Z.I LES ZOUINES BABA ALI ALGER
Tel : 023 57 01 77/76, fax : 023 57 01 37
Service commercial 0555 90 10 16 / 23
Mail : comet_medical@hotmail.com
facebook : comte médical