

LIT DE REANIMATION A 02 POSITIONS EN MDF

DESCRIPTIONS DU LIT:

- Lit à (02) positions, réglage manuel à hauteur fixe.

* (Position allongée; Position relève buste; Position relève jambes).

- Cadre du sommier conçu en tube rectangulaire de **60x30x1.50 mm**

- Montants du lit en **MDF**

- Barrières latérales métallique.


- Potence de soutien avec perroquet.

- Relève buste, angle **80°**

- Relève jambes, angle **40°**.

-- Capacité de levage, **175 kg**.

- Peinture : Epoxy .



Options:

- Potence porte sérum et unporte feuille température.

- **Plan de couchage à 2 sections amovibles en thermoformé.**

- Roues 125 avec frein.



Plan de couchage en thermoformé

Dimensions du lit : 200 x 90 cm

Hauteur du sommier : 56 cm

Siege social : Z.I LES ZOUINES BABA ALI ALGER
Tel : 023 57 01 77/76, fax : 023 57 01 37
Service commercial 0555 90 10 16 / 23
Mail : comet_medical@hotmail.com
facebook : comte médical