

LIT PEDIATRIQUE

Descriptions:

Conçu en tube métallique
avec un coté rabattable;

Traitement de fer ;

Bain d'acide ;

Peinture antirouille - époxy .

Matelas adaptable

Dimensions :

1.50/62x 74 cm



Siege social : Z.I LES ZOUINES BABA ALI ALGER

Tel : 023 57 01 77/76, fax : 023 57 01 37

Service commercial 0555 90 10 16 / 23

Mail : comet_medical@hotmail.com

Facebook : comte médical

Site web : www.cometmedical.dz