

PARAVENT A DEUX VOLETS

Descriptions:

Paravent à deux sections sur 06
roues;

- Cadres en tube rond de diamètre
18 mm;

- Deux (02) panneaux avec
rideaux en Alèse blanche lavable;

Traitement de fer;

Bain d'acide;

Peinture antirouille – époxy.



Dimensions:

plié : H X L = 1850 X 900 mm

Déplié : H X L= 1850 x 1700 mm

Siege social : Z.I LES ZOUINES BABA ALI ALGER
Tel : 023 57 01 77/76, fax : 023 57 01 37
Service commercial 0555 90 10 16 / 23
Mail : comet_medical@hotmail.com
facebook : comte médical