

# POTENCE PORTE SERUM

## Descriptions:

Conçu en tube de diamètre de 20 ;  
Tige pour deux flacons en acier chromé à hauteur variable ;  
- Piétement à 5 branches en acier, stable grâce à sa large base ;  
Traitement de fer;  
Bain d'acide;  
Peinture antirouille - époxy

## Dimensions :

Hauteur : de 100 à 1800 mm



Siege social : Z.I LES ZOUINES BABA ALI ALGER  
Tel : 023 57 01 77/76, fax : 023 57 01 37  
Service commercial 0555 90 10 16 / 23  
Mail : [comet\\_medical@hotmail.com](mailto:comet_medical@hotmail.com)  
facebook : comte médical