

# TABLE DE MASSAGE



## Descriptions:

Table avec un trou de respiration

\* Traitement de fer

\* Bain d'acide

\* Peinture époxy.

## Dimensions:

180 cm x 70 cm x 74 cm

Siege social : Z.I LES ZOUINES BABA ALI ALGER

Tel : 023 57 01 77/76, fax : 023 57 01 37

Service commercial 0555 90 10 16 / 23

Mail : [comet\\_medical@hotmail.com](mailto:comet_medical@hotmail.com)

facebook : comte médical